



Pufr, polštářky s práškem, pH 7,00, barevně značeno žlutě, bal./250 ks

Kat. číslo produktu:

2227064

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Polštářky s práškem pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Každý polštářek je určen pro přípravu 50 mL čerstvého roztoku pufru. Barevně značeno pro snadnou identifikaci (žlutá). pH je $7,00 \pm 0,02$ při 25 °C. Polštářky s práškem, balení po 250 ks

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	7,00 pH $\pm$ 0,02 pH pri 25 °C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Polštářky s práškem
Parameter:	pH
pH hodnota(y):	7,00 $\pm$ 0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	250 ks