



pufrový roztok pH, pH 7,00 (500 ml)

Kat. číslo produktu: 2283549

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Navrhované náhrady:

- 2283549.99

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Pufrový roztok kvality, žlté kódové zafarbenie pre jednoduchú identifikáciu. nadväznosť na NIST. pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25 °C.

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Bottle
pH hodnota(y):	7.00
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Pufrový roztok, (žltý) (NIST)
Špeciálna poznámka:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Veľkosť balenia:	500 mL