



SINGLET Jednorazové pH štandardy Combo, pH 7,00 a 10,01 (10 každý)

Kat. číslo produktu: 2769820
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Balenie roztokov Singlet[™]

Kombinované balenie pufrových roztokov s pH 7,00 a pH 10,01, pripravené na použitie, so vzduchotesným uzáverom, v oddelených zatavených vreckách. Presnosť $\pm 0,02$ pri 25 °C.

Na štandardizáciu pH metra. Zatavené fóliové vrecká štandardizačných pH roztokov. pH je $\pm 0,02$ pri 25 °C

Ideálne pre analýzy „in situ“

Zatavené sáčky se snadno přepravují - nehrozí vylití roztoku.

Jednoduché na použitie

Jednoduše otvoríte sáček a vložíte do něj elektrodu.

Čerstvé a spaľahlivé

Zatavené sáčky brání kontaminaci a působení vzduchu.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	7,00 pH a 10,01 pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Singlet
pH hodnota(y):	7,00 a 10,01 $\pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Pufrový roztok, bal/20 celkovo (10 v každom)
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	ks