



Be Right™



SINGLET Jednorazové pH štandardy Combo, pH 4,01 a 7,00 (10 každý)

Kat. číslo produktu:

2769920

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Balíčky roztoků Singlet

Kombinované balenie pufrových roztokov s pH 4,01 a pH 7,00, pripravené na použitie, so vzduchotesným uzáverom, v oddelených zatavených vreckách. Presnosť $\pm 0,02$ pri 25 °C.

Ideálne pre analýzy „in situ“

Zatavené sáčky sa snadno přepravují - nehrozí vytlití roztoku.

Jednoduché na použitie

Jednoduše otvórite sáček a vložíte do něj elektrodu.

Čerstvé a spoľahlivé

Zatavené sáčky brání kontaminaci a působení vzduchu.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Technické údaje

Doba použitelnosti:	24 měsíců
Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	4,01 a 7,00 pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Singlet
pH hodnota(y):	4,01 a 7,00 $\pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Pufrový roztok, bal/20 celkovo (10 v každom)
Region:	EU
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	20 pcs