



SINGLET Jednorazový pufrový roztok pH, pH 10,01

Kat. číslo produktu: 2770220
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Balíčky roztoků Singlet

Pufrový roztok pH, připravený na použití, vzduchotesne uzavřený v osobitných zatavených vreckách. pH je 10,01 $\pm$ 0,02 při teplotě 25 °C. 20 ks v balení

Ideálne pre analýzy v teréne

Zatavené vrecká sa jednoducho prepravujú (nehrozí riziko rozliatia).

Jednoduché na použitie

Stačí otvoriť vrecko a vložiť elektródu.

Čerstvé a spoľahlivé

Fóliové vrecká bránia kontaminácii a kontaktu so vzduchom.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	10,01 pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Objem / Veľkosť balenia:	20 ks v balení
Package settings:	Singlet
pH hodnota(y):	10,01 $\pm$ 0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Pufrový roztok
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	20 ks