



Chloridy, standardní roztok, 1 000 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 18349
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontově selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Chloridy, 1 000 mg/L ± 10 mg/L Cl^- (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontově selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	0,02820 mol/L $\pm$ 0,00028 mol/L
Package settings:	Láhev
Parameter:	Chloridy
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Chloridy, standardní roztok jako Cl^- (NIST)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL

Potrebné príslušenstvo

- Chloridy, přípravek pro úpravu iontové síly (ISA), pufr, polštářky s práškem, bal./100 ks (Item 2318069)