



Be Right™



Štandardný roztok ZoBell pre ORP/redox elektródy, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2316949
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Štandard na kalibráciu a kontrolu presnosti ORP/redox elektród. Štandardný roztok ZoBell pre ORP/redox elektródy vykazuje teplotnú koreláciu v rozsahu 0 až 30 °C. Nominálna hodnota závisí od typu referenčnej elektródy.

Technické údaje

Platforma:	Roztok
------------	--------