



Dusičnany, přípravek pro úpravu iontové síly (ISA), polštářky s práškem - bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 2984799
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Přípravek pro úpravu iontové síly (ISA) pro použití s iontově selektivními elektrodami na stanovení dusičnanů Intellical ISENO3181 nebo sensION+ 9663. Přípravek ISA je klíčový pro stanovení nízkých koncentrací dusičnanů. Prášková forma neředí vzorky. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Iontově selektivní elektroda
Platforma:	Práškové reagentie