



Pufrový roztok pH, 4,01, s certifikátom, fľaša 250 ml

Kat. číslo produktu: LZW9463.99
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Pufrový roztok, pH 4,01, s analytickým certifikátom.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Nie
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	4,01 ±0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců
Veľkosť balenia:	250 mL