



Be Right™



Pufrový roztok, pH 10.00, Certifikát analýzy na stiahnutie, fľaša 125mL

Kat. číslo produktu: LZW9470.99
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Pufrový roztok, pH 10.00, Certifikát analýzy na stiahnutie.

Návaznosť na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Doba použitelnosti:	18 mesiacov od dátumu výroby
Farebne značené?:	Nie
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	10,01 ±0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Region:	Global
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	125 mL
Volume / package size e Post Text:	125 mL.