



Pufrový roztok, pH 10,00, Certifikát analýzy na stiahnutie, 4 x 250 mL

Kat. číslo produktu: LZW9472.99

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Pufrový roztok, pH 10,00, Certifikát analýzy na stiahnutie, 4 x 250 mL.

Návaznosť na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Nie
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	10,01 ±0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	1 L (4 x 250 mL)