



Be Right™



KS100, roztok KCl, saturovaný, 500 mL

Kat. číslo produktu:

C20C300

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Plnicí a skladovací roztoky pro kombinované a referenční elektrody

Plnicí a skladovací roztoky pro kombinované/referenční elektrody.

Technické údaje

Koncentrácia:

saturovaný KCl

Parameter:

KS100, saturovaný roztok KCl

Platforma:

Roztok

Popis:

Plnicí a skladovací roztok pro kombinované a referenční elektrody