



pH štandardný roztok, pH 9,23 (500 ml)

Kat. číslo produktu:

S11M011

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Technický pufrový roztok (DIN 19267). nadväznosť na NIST.

Technické údaje

Farebne značené?:

Nie

Nadväznosť na NIST:

Áno

Package settings:

Láhev

pH hodnota(y):

9,23 ±0,02 pH při 25 °C

Podmienky skladovania:

10 - 25 °C (chraňte před světlem)

Popis:

pH pufr pro kalibraci

Špeciálna poznámka:

Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce

Veľkosť balenia:

500 mL