



pH štandardný roztok, pH 9,23 (500 ml)

Kat. číslo produktu: S11M010
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technický pufrový roztok (DIN 19267), nadväznosť na NIST.

Technické údaje

Farebne značené?:	Nie
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	4,65 ±0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL