



QUANTAB Testovacie prúžky na stanovenie chloridu, nízky rozsah, 30 - 600 mg/l, 40 ks

Kat. číslo produktu: 2744940
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Ideálne na rýchle kvantitatívne stanovenia - jednoducho ponorte prúžok do vzorky a porovnajte farebnú zmenu s vytlačenou stupnicou.

Technické údaje

Jednotky:	40 tests
Najmenší krok:	10-20 ppm increments
Názov metódy:	Titračný pásik
Parameter:	Chlorid – ako Cl^-
Platforma:	Testovacie prúžky
Počet testov:	40
Poznámka:	*mg/l pokiaľ nie je uvedené inak; ppb = $\mu\text{g/l}$; ppm = mg/l.; gpg = zrná na galón; 1 gpg = 17,1 mg/l alebo 17,1 ppm.
Rozsah merania:	30 - 600 mg/L Cl^-