



Be Right™



Podpěrný stojan, Imhoffův kužel, čtyři kužely, pokovená těžká ocel.

Kat. číslo produktu: 206801

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Podpěrný stojan udrží čtyři Imhoffovy kužely. Je konstruován tak, aby byl co nejméně rušen odečet stupnice. Rozměry stojanu jsou 22-3/4 x 7 x 16". Těžká ocel.

Technické údaje

Velikost balenia:

1 každá