



Stojan na testovacie skúmavky, polyetylén, 30 mm (vonkajší priemer), 21 otvorov

Kat. číslo produktu: 2497904
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

21 stojan je vyrobený zo špeciálnej polypropylénovej zmesi - stojan sa ponorí do vody a nevypláva na povrch. Autoklávovateľný. Možnosť uloženia na seba a sterilácie v autokláve. Celkové rozmery: 24,6 × 10,7 × 6,4 cm (9,7 × 4,2 × 2,5"). Farba sa môže líšiť.

Technické údaje

Otvory skúmavky:	21
Priemer:	30 mm
Umiestnenie skúmavky:	3 x 7
Veľkosť balenia:	1 each