



Plnička pipet, bezpečnostní baňka

Kat. číslo produktu:

1465100

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Unikátní kuželový adaptér umožňuje univerzální plnění pipet. Jednoduše zmáčkněte gumovou baňku pro naplnění, vložte pipetu do kuželového adaptéru a vložte do vzorku. Uvolněte baňku, aby se naplnila. Vyměňte baňku a zavřete konec pipety prstem pro dávkování. Snadné a bezpečné. Sterilizovatelný v autoklávu.

Technické údaje

Obsah balenia:

Zahrnuje autoklávovatelnou elastickou manžetu.

Veľkosť balenia:

1 každá

Obsah balenia

Zahrnuje autoklávovatelnou elastickou manžetu.