



## Lopatkový tester, celkové aeróbne baktérie a koliformné baktérie, 10 ks

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Kat. číslo produktu:</b> | <b>2610910</b>  |
| EUR Cena bez DPH:           | Kontaktujte nás |
| Dostupné                    |                 |

Lopatkový tester na stanovenie celkových aeróbných a koliformných baktérií (tryptický sójový agar/ žltový agar s kryštalickou violetou a neutrálnou červenou)

Lopatkové testre Hach umožňujú rýchly, jednoduchý screening vzoriek vody, pevných povrchov a neviskózných kvapalín aj v nehygienickom prostredí. Obojstranná lopatka je pripevnená k uzáveru ampule. Každá strana lopatky slúži na vykonanie samostatného testu. Lopatka obsahuje mriežku pre ľahké počítanie kolónií bez nutnosti otvorenia ampule. Tester stačí ponoriť do vzorky alebo pritlačiť na kontrolovaný povrch, nechať inkubovať a vyhodnotiť.

**Úplné riešenie pre testovanie rekreačnej vody**

**Úplné riešenie pre testovanie odpadovej vody**

**Úplné riešenie pre testovanie pitnej vody**

---

### Technické údaje

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Media Type:      | Total Aerobic Bacteria/Total Coliforms |
| Veľkosť balenia: | 10 /pk                                 |