



Acidification/Cleaning Unit for Amperometric Sensors

Kat. číslo produktu: LZY051
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Príslušenství dostupné pro všechna amperometrická čidla. Vhodné pro předúpravu pH vzorku nebo pro čištění. Plně programovatelná.

Technické údaje

Depth panel:	107 mm
Dĺžka kábla:	1 m digitálny
Height (panel):	270 mm
Materiál:	PEHD (vysokohustotný polyetylen)
Objem / Veľkosť balenia:	10 L chemikálie nejsou dodávány
Obsah balenia:	Acidification Unit, Carboy, 1 M digital extension cable, Tubing Kit, and Instructions.
Ochrana poistky:	T, 250 mA, 250V
Požiadavky na napájanie (V):	12 V DC
Prietok:	Min 0.24, max. 1 mL/min
Procesné spojenie:	0.125 " NPT (pro fitinky)
Šírka :	250 mm
Špeciálna poznámka:	Součásti:

- Panel s čerpadlem, zapnuto/vypnuto vypínačem a svorkovou skříňkou
- Gumová těsnící ucpávka
- Releová napěťová ochrana pro sc100

Sada hadiček:

- Čerpací hadičky, vysoký-průtok, 1,52 mm, s fitinky
- Čerpací hadičky, nízký-průtok, 0,76 mm, s fitinky
- Tygon hadičky, 1/16 in.
- Fitinky, 1/16 in. hadičky

Záruka: 24 mesiacov

Obsah balenia

Acidification Unit, Carboy, 1 M digital extension cable, Tubing Kit, and Instructions.