



Digitálny titrátor s plastovým kufříkom

Kat. číslo produktu:	1690001
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Prenosný a robustný digitálny titrátor pre rýchle a presné titrácie. Vysoké rozlíšenie a presnosť. Jednoduchá manipulácia. Metódy stanovení s výmennými náplňami pre viac ako 40 parametrov. Obsahuje plastový kufřík, manuál a príslušenstvo.

Digitálny titrátor využíva vysoko presné dávkovacie zariadenie pre dávkovanie koncentrovaného titračného činidla a umožňuje analýzu v laboratóriu, prevádzke či teréne. Výmenné náplne umožňujú zmenu titračného činidla za niekoľko sekúnd. Nie je potrebné čistenie alebo vyplachovanie byrety. Hodnota na počítadle digitálneho titrátoru sa pomocou vzorca či tabuľky prepočíta na koncentráciu stanovovaného analytu.

Presné výsledky

Rýchly a flexibilný

Univerzálny

Technické údaje

Hmotnosť:	0,132 kg
Obsahuje:	Digital Titrator only
Presnosť:	$\pm 1 \%$ (Neistota odčítania z počítadla titrátoru je 1 číslica, Väčšina vzoriek vyžaduje spotrebu činidla vyššiu než 3 číslice,)
Vrátane príslušenstva:	Nie
Záruka:	24 mesiacov