



súprava reagencií na stanovenie molybdénu, vysoký rozsah, práškové reagencie, 0,2 - 40,0 mg/l Mo

Kat. číslo produktu:

2604100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie molybdénu pomocou metódy s kyselinou merkaptóoctovou. Pre 10 ml vzorky. V jednom balení 100 ks.

Technické údaje

Číslo metódy:	8036
Názov metódy:	Kyselina merkaptóoctová
Parameter:	Molybdén
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000, DR/2000, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,3 - 40,0 mg/l Mo