



ChromaVer Práškové reagencie na stanovenie chrómu, 0,010 - 0,700 mg/l Cr (VI)

Kat. číslo produktu:

1271099

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie šesťmocného a celkového chrómu. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8023
Názov metódy:	1,5-difenyl-karbohydrazid
Parameter:	Chróm
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000, DR/2000, DR/850 a DR/820
Rozsah merania:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	ks