



CuVer 1 Vankúšiky s práškovou reagensiou na stanovenie medi, 0,04 - 5,00 mg/l Cu, bal/100

Kat. číslo produktu:

2105869

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Práškové reagensie v zatavených baleniach na stanovenie medi pomocou bicinchonínatovej metódy. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8506
Názov metódy:	Bicinchonináty
Parameter:	Meď
Platforma:	Práškové reagensie
Počet testov:	100
Prístroj:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Rozsah merania:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 ks