



súprava reagencií na stanovenie molybdénu, 0,01 - 2,00 mg/ l Mo

Kat. číslo produktu:

2429300

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Na stanovenie zinku, metóda Zincon. Pre 20 ml vzorky. 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8009
Názov metódy:	Zincon
Parameter:	Zinok
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Soulad s EPA:	Áno