



Práškové reagencie Cyanuric Acid 2, 5 - 50 mg/l, 50 ks

Kat. číslo produktu: 246066
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie kyseliny kyanurovej pomocou melamínovej turbidimetrickej metódy. Pre 25 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8139
Názov metódy:	Turbidimetrická
Parameter:	Kyselina kyanurová
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	50
Prístroj:	Všetky okrem DR 6000, DR/4000, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	5 - 50 mg/L
Veľkosť balenia:	50 /bal.