



Práškové činidlá na stanovenie triazolu, 100 ks

Kat. číslo produktu:

2141299

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagenty v zatavených baleniach na stanovenie benzotriazolu (1 - 16 mg/l) alebo tolyltriazolu (1 - 20 mg/l).

Technické údaje

Číslo metódy:	8079
Názov metódy:	UV fotolýza
Parameter:	Benzotriazol, tolyltriazol
Platforma:	Práškové reagenty
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem vreckového kolorimetra II, DR/850, DR/820
Rozsah merania:	1,0 - 20,0 mg/L Tolyltriazol
Rozsah merania (2):	1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazole
Veľkosť balenia:	ks