



## Vankúšiky s práškovou reagenciou na stanovenie voľného chlóru pomocou metódy DPD, 10 ml, bal/1000

Kat. číslo produktu:

2105528

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



### Pro stanovení volného chloru metodou DPD pro volný chlor

Práškové reagencie DPD na stanovenie voľného chlóru. Rozsah 0,02 - 2,00 mg/l Cl<sub>2</sub>. Pre 10 ml vzorky.

### Technické údaje

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Číslo metódy:          | 8021                             |
| Názov metódy:          | DPD                              |
| Parameter:             | Chlór voľný, oxid chloričitý     |
| Platforma:             | Práškové reagencie               |
| Počet testov:          | 1000                             |
| Podmienky skladovania: | 10 - 25 °C                       |
| Prístroj:              | Všetky okrem DR/3000 a DR/2000   |
| Rozsah merania:        | 0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub> |
| Soulad s EPA:          | Áno                              |