



Chlór, voľný, vankúšiky s práškovou reagenciou, 0,02 - 2,00 mg/l Cl₂

Kat. číslo produktu:

2105569

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Práškové reagentie v zatavenom balení na stanovenie voľného chlóru pomocou metódy DPD. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8021
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, voľný
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	Vankúšiky s práškovou reagenciou na stanovenie voľného chlóru pomocou metódy DPD, 10 ml
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	10 mL
Soulad s EPA:	Áno