



Celkový chlór, vankúšiky s práškovou reagenciou, DPD, bal/1000

Kat. číslo produktu:

2105628

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Vankúšiky s práškovou reagenciou na stanovenie celkového chlóru pomocou metódy DPD. Merací rozsah 0,02 až 2,00 mg/l Cl₂. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8167
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, celkový
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	1000
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno