



Chlór, celkový, vankúšiky s práškovou reagenciou, 100/bal, 10 ml

Kat. číslo produktu:

2105669

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagentie v zatavenom balení na stanovenie celkového chlóru pomocou metódy DPD. Pre 10 ml vzorky

Technické údaje

Číslo metódy:	8016
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór celkový, bróm, jód
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	DPD, celkový chlór, vankúšiky s práškovou reagenciou, 10 ml
Poznámka:	*Obecně platí, že DR5000 provádí stejné metody jako DR4000. DR2800 provádí stejné metody jako DR2700, DR2500 a DR2400. Existují některé výjimky.
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Reference method:	SM 4500-Cl G
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Soulad s EPA:	Áno