



Celkový chlor, reagencie, polštářky s práškem, DPD, 25 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1406499

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení celkového chloru, nízký rozsah 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂, vysoký rozsah 0,1 - 10,0 mg/L Cl₂, a bromu, 0,05 - 4,50 mg/L Br₂.

Technické údaje

Číslo metódy:	10070, vysoký rozsah
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Celkový chlor, brom, jód
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	25 mL
Rozsah merania (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno