



Reagenčná súprava na stanovenie chloridov, 0,1 – 25,0 mg/l Cl⁻

Kat. číslo produktu:

2319800

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Reagenčná súprava na stanovenie chloridov, metóda tiokyanatanu ortuťnatého.

Technické údaje

Číslo metódy:	8113
Názov metódy:	Tiokyanatan ortuťnatý
Parameter:	Chloridy
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Poznámka:	*Vo všeobecnosti spektrofotometer DR 5000 používa rovnaké metódy ako DR/4000. DR 2800 pracuje s rovnakými metódami ako DR 2700, DR/2500 a DR/2400. Existuje však niekoľko výnimiek.
Prístroj:	Všetky okrem DR/800, PC II
Rozsah merania:	0 - 25,0 mg/L Cl ⁻