



súprava reagencií na stanovenie kremíka, 0,010 - 1 600 mg/l SiO₂

Kat. číslo produktu:

2459300

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás



Na stanovenie kremíka, metóda heteropolymérna modrá. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8186
Názov metódy:	heteropolymérna modrá
Parameter:	Kremík
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000, DR/2000, DR/820, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	10 mL
Špeciálne funkcie:	LR, 10 mL, 100 tests