



DEHA, činidlo 1, polštářky s práškem, 3 - 450 µg/L DEHA

Kat. číslo produktu: 2167969
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Prášková činidla v zataveném balení pro stanovení vazačů kyslíku metodou redukce železa. 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metody:	8140
Název metody:	Redukce železa
Parameter:	Vazače kyslíku
Platforma:	Práškové reagenty
Počet testů:	50
Popis:	DEHA, činidlo 1, polštářky s práškem
Rozsah měření:	9 - 1 000 µg/L hydrochinon
Rozsah měření (2):	5 - 600 µg/L karbohydrazid
Velikost balení:	100 ks/1 balení