



Difenylykarbazon, reagencie, polštářky s práškem, 100 kusů

Kat. číslo produktu:

83699

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení chloridů, metoda s dusičnanem rtuťnatým, 10 - 8 000 mg/L Cl^- Pro vzorek 100 mL. Balení po 100.

Technické údaje

Číslo metody:	8206
Název metody:	Dusičnan rtuťnatý monohydrát, titrace
Parameter:	Chloridy
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Velikost balení:	100 ks v balení