



Reagenčná súprava na stanovenie sulfidov, 5 - 800 µg/l S²⁻

Kat. číslo produktu:

2244500

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie sulfidov pomocou metylénovej modrej metódy (kolorimetrická). 100 testov

Technické údaje

Číslo metódy:	8131
Názov metódy:	Metylénová modrá
Parameter:	Sulfidy
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	5 - 800 µg/L S ²⁻