



Reagenčná súprava na stanovenie siričitanov, 0,1 - 5,0 mg/l SO₃

Kat. číslo produktu:

HPT430

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Technické údaje

Názov metódy:	Metóda Hach
Parameter:	Siričitany
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Rozsah merania:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Špeciálna poznámka:	len pre DR 4000, DR 2500, DR 2400 a DR 2010, vzorková kyveta HACH (21228), 25 x 54 mm, 10 ml, potrebná
Špeciálne funkcie:	Sulfite Reagent set