



Kalibračná súprava štandardov turbidity Stablcal pre turbidimeter 2100P

Kat. číslo produktu:

2659405

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Štyri primárne štandardné roztoky stabilizovaného formazínu pripravené na použitie. Súprava obsahuje zatavené kyvety: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

Technické údaje

Koncentrácia:	< 0,1, 20, 100, 800 NTU
Parameter:	Turbidita
Prístroj:	2100P
Veľkosť balenia:	Súprava 4 zatavených kyviet