



Štandardný vodivostný roztok KCl, 0,1 M, 12,88 mS/cm

Kat. číslo produktu: C20C250
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Cenovo dostupné 0,1 M roztoky KCl na kalibráciu vodivostných kyviek.

Návaznosť na štandardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	12,88 mS/cm $\pm$ 1 % pri 25 °C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
Parameter:	KS910 Štandardný vodivostný roztok KCl, 0,1 M, 12,88 mS/cm
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte pred svetlom)
Popis:	Vodivostný kalibračný roztok
Špeciálna poznámka:	Trvanlivosť po otvorení pri dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL
Vzorec:	KCl