



Be Right™



RENOVO.X Extra silný čistiaci roztok na elektródy, 250 mL

Kat. číslo produktu:

S16M002

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Technické údaje

Formula:	Chlornan sodný
Parameter:	Čistiaci roztok
Popis:	Keď roztok obsahuje napríklad proteíny, je potrebný silnejší čistiaci roztok.
Solution Type:	Čištění
Veľkosť balenia:	250 mL