



## NitriVer 3 Vankúšiky s práškovou reagenciou na stanovenie dusitanov

**Kat. číslo produktu:**

**2107169**

**Nebezpečné**

EUR Cena bez DPH:  
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagentia v zatavených baleniach na stanovenie prítomnosti dusitanov, dusíka, 0,002 – 0,300 mg/l NO<sub>2</sub>-N. Pre 10 ml vzorky, 100 kusov.

### Technické údaje

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Číslo metódy:    | 8507                                                |
| Názov metódy:    | Diazotizácia                                        |
| Parameter:       | Dusitan                                             |
| Platforma:       | Práškové reagentie                                  |
| Počet testov:    | 100                                                 |
| Popis:           | Reagentie na stanovenie dusitanov NitriVer 3, 10 ml |
| Prístroj:        | Všetky okrem vreckového kolorimetra II              |
| Rozsah merania:  | 0,002 - 0,300 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N  |
| Soulad s EPA:    | Áno                                                 |
| Veľkosť balenia: | 100 ks                                              |