



Kyanurát amoniaku, reagencie, polštárky s práškom (100 ks)

Kat. číslo produktu:

2653199

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení amoniaku (salicylanová metoda), 0,01 - 0,50 mg/L NH₃-N.

Technické údaje

Názov metódy:	Salicylan
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk