



Be Right™



Dusičnan, TNT, 0,2 – 30 mg/l NO₃-N

Kat. číslo produktu:

2605345

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N' Tube (test a skúmavka)

Produkty Test 'N' Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všetchny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	10020
Názov metódy:	Kyselina chromotrópová
Parameter:	Dusičnany
Platforma:	Test 'N' Tube
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie dusičnanov NitraVer X
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,2 - 30,0 mg/L NH ₃ -N
Špeciálna poznámka:	Súprava obsahuje: skúmavky kyvetového testu, reagentiu A NitraVer X (2605400), vankúšiky s práškovou reagentiou B NitraVer X (2605546)
Veľkosť balenia:	50 /1 balení