



Dusík, čpavok TNT, 0,4 – 50 mg/l NH₃-N

Kat. číslo produktu:

2606945

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagensiami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Kyvetový test Test 'N Tube, 25 - 50 stanovení.

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	10031
Názov metódy:	Salicylát
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 - 50
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Popis:	súprava reagensií AmVer (salicylát) na stanovenie amónneho dusíka, HR
Poznámka:	‡Závisí to od počtu meraných reagenčných blankov. *DR 5000 vo všeobecnosti používa rovnaké metódy ako DR/4000. DR 2800 pracuje s rovnakými metódami ako DR 2700, DR/2500 a DR/2400. Existuje však niekoľko výnimiek.
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,4 - 50,0 mg/L NH ₃ -N
Špeciálna poznámka:	súprava obsahuje: vialky kyvetového testu, AmVer riediace činidlo, práškové reagensie Ammoniasalicylate (2395266), práškové reagensie Ammoniacyanurate (2395466)