



## Dusitan TNT, 0,002 – 0,500 mg/l NO<sub>2</sub>-N

Kat. číslo produktu:

2608345

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (kyvetový test 16 mm) na stanovenie dusitanov metódou diazotácie. 50 testov

### Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

### Snadné objednávání

Všetchny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

---

## Technické údaje

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo metódy:       | 10019                                                                                                                    |
| Názov metódy:       | Diazotácia                                                                                                               |
| Parameter:          | Dusitan                                                                                                                  |
| Platforma:          | Test 'N Tube                                                                                                             |
| Počet testov:       | 50                                                                                                                       |
| Popis:              | súprava reagentií NitriVer 3 TNT                                                                                         |
| Prístroj:           | DR 900                                                                                                                   |
| Rozsah merania:     | 0,003 - 0,500 mg/L NO <sub>2</sub> -N                                                                                    |
| Špeciálna poznámka: | 16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory. |