



Peroxodisíran draselný, reagentie, polštárky s práškom, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2084769

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagentie v zatavených sáččích pro stanovení fosfonátů a celkových fosforečnanů, TNT.

Technické údaje

Názov metódy:	Persíran, oxidace
Parameter:	Fosfonáty, celkový fosfor
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk