



Práškové reagencie na stanovenie fosforečnanov, 0,02 - 2,50 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2106069

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie ortofosforečnanov. Pre 10 ml vzorky, 100 ks.

Technické údaje

Číslo metódy:	8048
Názov metódy:	Kyselina askorbová
Parameter:	Ortofosfát
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000, DR/2000, DR/820
Reference method:	SM 4500-P-E
Rozsah merania:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /bal.