



PhosVer 3, fosforečnany, reagencie, polštářky s práškem, 0,02 - 2,50 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

212599

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení fosforu, reaktivní (vzorek 25 mL; 100 testů).

Technické údaje

Číslo metody:	8048
Název metody:	Kyselina askorbová
Parameter:	Fosfor
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Prístroj:	DR2000, DR3000, DR900
Rozsah merania:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Veľkosť balenia:	100 /pk