



Sension pH combination Gel electrode

Kat. číslo produktu: 5193500

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Standard combination pH electrode with a non-refillable gel reference and built-in temperature sensor. Contains fixed cable with 5-pin circular connector.

Technické údaje

Connector (text):	5-pin circular Connector
Dĺžka:	152.5 mm
Dĺžka kábla:	0.91 m
Materiál:	Sensor Body: Epoxy
Plniaci roztok:	Non-refillable gel
Referenčné rozhranie sondy:	Glass frit
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Teplotný rozsah:	Kontinuální použití: 0 – 45 °C
Typ elektrody:	Laboratory
Typ senzora:	Glass
Záruka:	6 mesiacov